



TA ULOTKA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE.
PROSZĘ JĄ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
SOCZEWKI KONTAKTOWE POWINNY BYĆ ZAWSZE APLIKOWANE PRZEZ SPECJALISTĘ.

AIR *breathable contact lenses*[®]
OPTIX™

instrukcja użytkowania

CIBA
Vision
A Novartis Company



MATERIAŁ I OPAKOWANIE

Miękkie soczewki kontaktowe AIR OPTIX™ **STERILE** zawierają 67% lotrafliconu B i 33% wody. Przechowywane są w soli fizjologicznej z buforem fosforanowym. Soczewki mają lekkie zabarwienie niebieskie ułatwiające manipulację. Barwnik zawiera Cu-phthalocyanine

WSKAZANIA

AIR OPTIX™ przeznaczone są do noszenia w trybie dziennym lub elastycznym / przedłużonym (również podczas snu do 6 nocy), zgodnie z zaleceniami twojego specjalisty, w celu korekcji wad wzroku u osób bez zmian chorobowych oczu.

ZALECANY TRYB NOSZENIA I WYMIANY

Soczewki AIR OPTIX™ powinny być co miesiąc wyrzucane i zastępowane nową parą.

MANIPULACJA

- Patrz rys. 1-5
- Nie używaj soczewek jeżeli opakowanie było otwarte lub uszkodzone
- Twój specjalista powinien przekazać Ci dokładne instrukcje jak zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe
- Przed otwarciem blistra delikatnie nim potrząśnij. Zerwij folię zabezpieczającą. Wylej płyn wraz z soczewką do otwartej dłoni lub, w razie konieczności, palcem wskazującym delikatnie wysuń soczewkę z pojemnika
- Nigdy nie używaj peśety, przysawki, paznokci lub innych ostrych przedmiotów w celu wyjęcia soczewki z pojemnika lub z oka
- Nie zakładaj soczewki jeżeli jest ona uszkodzona!

PIELĘGNACJA SOCZEWEK

- PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA SOCZEWEK JEST BARDZO WAŻNA
- Twój specjalista powinien wybrać najbardziej odpowiedni dla Ciebie system pielęgnacji soczewek
- Bardzo ważne jest abyś postępował zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniach środków pielęgnacyjnych
- Nie stosuj dezynfekcji termicznej, ani produktów przeznaczonych do soczewek twardych lub sztywnych gazoprzepuszczalnych
- NIGDY nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z niesterylną wodą (także bieżącą), ponieważ może to spowodować zakażenie bakteryjne, które mogłoby doprowadzić do trwałego uszkodzenia oczu
- Codziennie przepłucz pojemnik na soczewki sterylną solą fizjologiczną lub płynem pielęgnacyjnym i pozwól mu wyschnąć na powietrzu. Pomaga to uniknąć zanieczyszczenia i poważnego uszkodzenia oczu

WAŻNE INSTRUKCJE

Jeżeli nosisz soczewki kontaktowe, to codziennie sprawdzaj swoje oczy. Powinny one mieć zdrowy wygląd, soczewki powinny być komfortowe, a widzenie ostre. Jeżeli tak nie jest, to niezwłocznie zdejmij soczewki i skontaktuj się ze swoim specjalistą. Zignorowanie niepożądanych objawów może prowadzić do poważnych komplikacji.

KIEDY NIE NALEŻY NOSIĆ SOCZEWEK

Soczewki kontaktowych nie należy nosić w trakcie stosowania niektórych leków, w tym leków okulistycznych lub w przypadku „suchego oka” (nieprawidłowy film łzowy). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.

CO ROBIĆ, GDY POJAWI SIĘ PROBLEM

- **BEZWZŁOŻNIE ZDEJMIJ SOCZEWKĘ**
- Okresowe objawy suchych oczu można złagodzić stosując krople nawilżające. Jeżeli jednak objawy te nie ustępują skonsultuj się ze swoim specjalistą
- Jeżeli soczewka przyłgnie do oka (przestanie się na nim poruszać), zakropi kilka kropli płynu nawilżającego i przed próbą zdjęcia soczewki odczekaj aż ponownie zacznie się swobodnie poruszać. Jeżeli jednak soczewka nadal pozostanie nieruchoma, to **BEZWZŁOŻNIE** skonsultuj się ze swoim specjalistą

INFORMACJE DODATKOWE

Badania wykazały większe ryzyko wystąpienia wrzodzącego zapalenia rogówki u osób noszących soczewki w trybie przedłużonym, niż u osób noszących je tylko w ciągu dnia. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wrzodzącego zapalenia rogówki wśród użytkowników soczewek kontaktowych.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

- Zaleca się aby użytkownicy soczewek kontaktowych stawali się na wizyty kontrolne u swego specjalisty regularnie, zgodnie z harmonogramem
- Zachowaj ostrożność stosując mydło, mleczko kosmetyczne, krem, kosmetyki lub dezodoranty ponieważ mogą powodować podrażnienia, jeśli dostaną się na soczewki
- Załóż soczewki przed wykonaniem makijażu i zdejmij je przed jego zmyciem
- W trakcie noszenia soczewek unikaj rozpylania aerozoli, np. lakieru do włosów, w pobliżu oczu, ponieważ może to prowadzić do podrażnień
- Nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych podczas pływania. O dodatkowe informacje zapytaj swego specjalistę
- Zdejmij soczewki jeżeli jesteś narażony na działanie toksycznych lub drażniących oparów
- Poinformuj swojego pracodawcę o tym, że nosisz soczewki kontaktowe, szczególnie jeżeli twoja praca wymaga stosowania okularów ochronnych
- Jeżeli twój specjalista nie zalecił Ci noszenia soczewek AIR OPTIX™ w trybie przedłużonym, to zdejmij je przed snem

Producent:

CIBA Vision Corporation,
Duluth, Georgia 30097, USA



Przedstawiciel w Unii Europejskiej:

CIBA Vision GmbH
Postfach 4, 63868 Grosswallstadt, Germany

www.cibavision.pl

BC	Krzywizna bazowa
PWR	Moc

Dostawy soczewek zależne od ich dostępności
Prof 2/09.05.05