

Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/acuvue-oasys-for-astigmatism-johnsonjohnson-6szt-p-624.html>

Acuvue Oasys for Astigmatism - Johnson&Johnson - 6szt.



Cena	138,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
PKWiU	32.50.41.0
Producent	Johnson&Johnson

Opis produktu

UWAGA! Firma Johnson&Johnson wycofała niektóre parametry soczewek Oasys astygmatycznych. Przed dokonaniem zakupu, upewnij się, że parametry Twoich soczewek pokrywają się z zakresem oferowanym przez producenta. Aktualny wykaz znajduje się w tabeli poniżej.

MOC	CYLINDER	OŚ
+0.25 D do +6.00 D (zmiana co 0.25 D)	-0.75 D; -1.25 D; -1.75 D	10 ^o , 20 ^o , 70 ^o , 80 ^o , 90 ^o , 100 ^o , 110 ^o , 160 ^o , 170 ^o , 180 ^o
0.00 D do -6.00 D (zmiana co 0.25 D)	-0.75 D; -1.25 D; -1.75 D	od 10 ^o do 180 ^o (zmiana co 10 ^o)
	-2.25 D; -2.75 D	10 ^o , 20 ^o , 70 ^o , 80 ^o , 90 ^o , 100 ^o , 110 ^o , 160 ^o , 170 ^o , 180 ^o
-6.50 D do -9.00 D (zmiana co 0.50 D)	-0.75 D; -1.25 D	od 10 ^o do 180 ^o (zmiana co 10 ^o)
	-1.75 D; -2.25 D; -2.75 D	10 ^o , 20 ^o , 160 ^o , 170 ^o , 180 ^o

Acuvue Oasys for Astigmatism

Soczewki przeznaczone dla astygmatyków, wykonane z materiału senofilcon A. Doskonale łączą zalety materiałów hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych. 38% zawartość wody optymalizuje dopasowanie i komfort.

Soczewki Kontaktowe Soczewki kontaktowe Acuvue Oasys for Astigmatism:

- Wyraźne i stabilne widzenie nawet przy bardzo aktywnym trybie życia.
- Acuvue Oasys for Astigmatism zapewniają najwyższą ochronę przed promieniowaniem UV, filtr UV blokuje 99% promieniowania UV-B i ponad 95% UV-A.
- Wykonane ze specjalnego materiału silikonowo-hydrożelowego Senofilcon A, gwarantującego doskonałą przepuszczalność tlenu, aby Twoje oczy wyglądały zdrowo.
- Technologia HYDRACLEAR® PLUS sprawia, że soczewki są niezwykle gładkie i dobrze nawilżone, dzięki czemu prawie ich nie czujesz
- Uwodnienie - 38 % gwarantuje komfort noszenia, a odpowiednie zabarwienie manipulacyjne ułatwia zakładanie soczewki.

Rekomendowane dla wszystkich osób, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Osób z astygmatyzmem poszukujących soczewek dla siebie.
- Młodych pacjentów noszących często soczewki kontaktowe.
- Pacjentów, którzy są zdyscyplinowani i świadomi potrzeby codziennej higieny soczewek.

Polecane osobom, które:

- Chcą nosić soczewki w trybie dwutygodniowym.
- Obecnie noszą soczewki korygujące astygmatyzm, które sprawiają że widzenie jest niewyraźne lub niestabilne.
- Spędzają długie godziny w pracy, często pracując przy komputerze.
- Obecnie używają soczek powodujących na koniec dnia uczucie dyskomfortu.
- Skarżą się na dyskomfort, wysychanie i podrażnienie oczu związane z użytkowaniem obecnych soczewek.
- Poszukują najzdrowszego i najbardziej komfortowego rozwiązania dla swoich oczu.

Dane techniczne soczewek

- Materiał : Senofilcon A
- Uwodnienie: 38%
- Promień krzywizny: 8.6 mm
- Średnica: 14.5 mm
- Tryb noszenia: dzienne/dwutygodniowe
- Liczba soczewek w opakowaniu: 6 sztuk

Czas realizacji zamówienia: około miesiąca!!!

Zamówienie możliwe tylko za dokonaniem przedpłaty za soczewki.

Nie wysyłamy soczewek torycznych za pobraniem !

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz moc soczewek (D): -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D

Cylinder: -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25

Oś: 10 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90

BC (krzywizna): 8.6 mm

DIA (średnica): 14.5 mm